

# Biosafety Cabinets

# MAINTENANCE PACK

未永く安心・安全に メンテナンスパック



定期点検と消耗部品交換を **特別料金** でセットパックにしたお得なサービスです

最大 **30%**  
OFF

定期  
点検 **3** 年分  
SET

保証期間  
**3年**

通常 2 年間保証を 3 年間に  
延長します

現場調査  
**無料**

不具合発生時の現場調査費  
が無料となります

メンテナンス時期  
もお知らせ

メンテナンス時期を忘れても案内

製造メーカーによる  
信頼ある検査

JACA(日本空気清浄協会)の認定員  
監修のもと、サービスエンジニア  
が信頼の検査作業を実施します。

# 安全キャビネットは年1回の定期点検が必要です

## 安全の確認と作業品質の確保

安全キャビネットは、繊細な調整が必要な精密装置です。経年使用により、フィルタの目詰まりなどで流入と吹き出しの風速バランスが崩れ、正しい性能が確保されていない場合があります。

## 定期点検は使用者の義務

感染症法により点検・維持管理が義務化されています。


- ・感染症法第56条の24
- ・JIS K3800 現場検査 等

※正式名称：バイオハザード対策用クラスIIキャビネット


一定額のパック料金で、1年間に1回のメンテナンスを実施します(計3年)  
毎年の除染検査に加え、各種消耗品の交換を実施します。通常2年間の製品保証が3年間保証に延長されます。また不具合発生時の現場調査費が無料<sup>※</sup>となります。

## PACK MAINTENANCE

### 検査項目




- HEPAフィルター  
透過率検査(給気/排気)
- 設備電力検査
- 絶縁抵抗検査
- 動作検査
- 吹出風速検査
- 清浄度検査(参考)
- 照度検査
- 流入風速検査
- 気流方向検査



### 消耗品交換

性能を維持するために適切な時期に消耗品を交換することが必要です。

- 殺菌灯(毎年)
- コンストンパネ(1回/3年間)
- HEPAフィルター(1回/3年間)



よくあるご質問

お問い合わせ



※調査は繁忙期やタイミングによりすぐに出向できない可能性があります。

※調査の結果、保証範囲外の不具合の場合は有償での対応となるケースがあります。

日本エアーテック株式会社

〒110-8686 東京都台東区入谷1-14-9

CE5016909