

AIRTECH

両面傾斜型
バイオクリーンベンチ



より使いやすく、
よりエコになってリニューアル!

封じ込め性能の向上

排気専用のファンを設けることで、
排気風量が増加しました。
試料の外部への飛散を低減します。

エコで低騒音

新型のファンを採用することで、
低消費電力に抑えつつ、
低騒音化を達成しました。

気流を阻害しない殺菌灯カバー

気流を考慮した新形状で、
気流の乱れを低減。
より高品質な清浄空間を提供します。

5度傾斜式シャッター

作業性を考慮し、5度の傾斜を実現。
より自然な姿勢での作業を可能とし、
作業時の身体への負担を軽減します。

両面操作パネル

操作パネルを両面に配置することで、
どちらからでも操作可能にしました。
フィルター/殺菌灯の、寿命表示機能付き。



本体仕様

型 式	BCM-1305W	構 造	本体:鋼板製焼付塗装
集塵効率	0.3 μ m粒子にて99.99%以上		作業室:SUS304へアライン研磨板
集塵要素	給気フィルター:HEPAフィルター		シャッターガラス:無色透明強化ガラス
	排気フィルター:HEPAフィルター		
吹出風速	ECO:約0.3m/s NORMAL:約0.45m/s	照 明 灯	5.8W LED照明灯×2灯 ※2
排気風量	ECO:約2.2m ³ /min NORMAL:約2.2m ³ /min	殺 菌 灯	15W×2灯 ※3
電 源	AC100V 1 ϕ 50/60Hz	重 量	約250kg
消費電力	ECO約110W NORMAL約160W※1	オプション	ガスバーナー/フットスイッチ
			HEPAフィルター差圧計

※1:FAN運転+照明、コンセント容量含まず。 ※2:殺菌灯と同時に点灯はしません。 ※3:両側のシャッターガラスが全閉時のみ点灯。

