

定期

忘れていませんか？

点検

安全キャビネット^{*}は年**1**回の**定期点検**が必要です



※正式名称: バイオハザード対策用クラスIIキャビネット

定期点検は使用者の義務

感染症法により点検・維持管理が義務化されています。

- ・ 感染症法第56条の24
- ・ JIS K3800 現場検査 など

安全の確認と作業品質の確保

安全キャビネットは、繊細な調整が必要な精密装置です。経年使用により、フィルタの目詰まりなどで流入と吹き出しの風速バランスが崩れ、正しい性能が確保されていない場合があります。

迅速 丁寧 安心

ご相談からメンテナンス作業まで
エアータックが承ります!!



点検/交換作業には
認定検査員の資格が必要です

日本エアータックでは専門の教育・訓練を受けた
サービスエンジニアがこれらの検査に対応します。




認定検査員とは?

JACA(日本空気清浄協会)によって定められた現場検査技術者です。

ご依頼はご購入いただいた**販売店**までご連絡ください

▶ ご相談後の流れ



買い替えのご案内

2006年以前にご購入
のお客様

OR

下記の機種をご使用
のお客様

▶ 対象機種

BHC-1002 / BHC-1302 / BHC-1602 / BHC-1902 / BHC-803 / BHC-1003 / BHC-1303 / BHC-1603 / BHC-1903 / BHC-1004 / BHC-1304 / BHC-1604 / BHC-1904 / BHC-1005 / BHC-1305 / BHC-1605 / BHC-1905 / BHC-1000 II A / BHC-1300 II A など

お買い替えを推奨しておりますので**当社までご連絡**ください

※お買い換え推奨理由について

- ①電気部品等の耐用年数を超過している可能性があります。
- ②使用部品が一部製造終了されているため故障の際に修理が出来ない可能性があります。
- ③お買い換えにより省エネルギー化が期待できます。



日本エアータック株式会社

本社	TEL 03-3872-6611	関西営業所	TEL 06-6373-0473
東北営業所	TEL 022-268-2881	中国営業所	TEL 082-568-7522
中部営業所	TEL 052-219-7100	九州営業所	TEL 092-401-1595
北陸営業所	TEL 076-471-7752	南九州出張所	TEL 0995-47-7422

HP問い合わせフォームからも
ご相談等承っております >>>

URL : <https://www.airtech.co.jp>

