

2022年 製品説明会

**AIRTECH**  
Clean Air Innovation

# バイオ分野 納入事例の紹介

# 目次

1. 食品分野



2. 調剤薬局



3. 医療機器



4. 病院分野



---

# 食品分野の納入事例

---

## 防虫用エアーカーテン



防雨ガラリ

SUS304製

別置制御盤



### < 特長 >

- ・ 完全屋外設置型

- ↳ 本体ステンレス製（SUS304）  
制御盤（電気部品）は屋内設置  
防雨ガラリ付

- ・ 5台中3台が屋外型

- ↳ 雨水による不具合無し



食品分野の納入事例（宮崎県 鶏肉加工工場）

## 多人数用エアークシャワー




### < 特長 >

- ・ 連続通過型（待機時間無し）  
↳ 歩きながらエアージェット
- ・ 蛇行バーの設置も可能  
↳ 除塵効果UP

食品分野の納入事例（鹿児島県 鶏卵工場）

## 除菌・消臭機能付エアシャワー（バイバイキング）



### < 特長 >

- ・ 除塵・除菌・消臭を一体化
  - ↳ 90%以上の除菌率
- ・ 微細な衛生ミスト（霧状噴霧）
  - ↳ 安全な弱酸性次亜水



## 食品分野の納入事例（鹿児島県 野菜工場）

### シートシャッター内蔵エアーシャワー



#### < 特長 >

- ・シートシャッター内蔵

↳ 省スペース設置が可能

- ・奥行1500mm

↳ 人＋台車の入退室が可能

---

# 調剤薬局の納入事例

---

## 無菌調剤室（簡易クリーンルーム）



### < 特長 >

- ・ ISO-7以上の作業室

↳ 施設基準に準拠（保険点数加算）

- ・ MAC垂直取付

↳ 省スペース、安価、短納期

## 卓上型安全キャビネット



屋外排気用ダクトチャンバー

### <用途>

抗がん剤調製

揮発性化学物質の取扱い可能

### <特長>

- ・狭い設置スペースに最適

↳ 幅900mm × 奥行675mm

- ・軽量化（従来比－25kg）

↳ 搬入据付が容易

- ・省排気型

↳ 空調負荷の軽減

鋼板製専用架台



## 卓上型バイオクリーンベンチ

ガスバーナー＋フットスイッチ付

スイッチは作業室外に設置（操作性UP）



### < 特長 >

- ・ 狭い設置スペースに最適

↳ 幅750mm or 幅1000

- ・ 殺菌灯標準装備

↳ スライドシャッター連動

KVM-757（幅750mm）

KVM-1007（幅1000mm）

---

# 医療機器分野の納入事例

---

## 医療機器分野の納入事例

### 既設クリーンルーム改修

#### <用途>

#### カテーテル梱包工程



ガラリ



PAU-60G

#### <特長>

- ・ PAU増設によるクリーン度UP ・ 間仕切り（ガラリ）設置

↳ ISO-7⇒⇒⇒ISO-6

↳ 室間差圧を確保

廊下<更衣室<製造エリア

## 医療機器分野の納入事例

### クリーンオートパスボックス



#### <用途>

#### 腹膜透析用資機材搬入

#### <特長>

- ・ 全自動＝省力化

↳ 人件費削減効果大

- ・ 人の手を介さない資機材搬入

↳ PIC/S対応（医薬品分野の国際基準）

PIC/S：医薬品査察協定及び医薬品査察共同スキーム

- ・ バリデーション（IQ/OQ）対応品

↳ 庫内室圧10Pa以上、ISO-7

- ・ エリアセンサー付、FAN異常出力

↳ 安全、安心をサポート

納入台数：6台

---

# 病院分野の納入事例

---

## 病院分野の納入事例（薬剤部）

### 安全キャビネット（新規＋移設）



新規：BHC-1007 II B2（全排気）



移設品：BHC-1606 II A/B3×2台

#### <用途>

抗がん剤調製

揮発性化学物質の取扱い可能

#### <特長>

・既設品の移設も対応可能

↳ HEPA交換～検査測定



## 病院分野の納入事例（細菌検査）

### 採痰ブース



クリーンパーティション

型式：ACP-897CH（汚染除去）

#### <用途>

結核（感染症）検査

#### <特長>

- ・ブース内を陰圧  
↳ ウイルスの漏洩を防止
- ・殺菌灯＋内部照明付き  
↳ インターロックによる  
安全機能付き

病院分野の納入事例（病理検査）

## 安全キャビネット（新規）



BHC-1310 II A2

### <用途>

病理検査用

少量の揮発性物質（ホルマリン等）  
の取扱い可能

### <特長>

- ・ 建屋側に応じたダクト接続

↳ 排気チャンバー特寸製作

高さ：160mm

接続位置：偏芯

## 病院分野の納入事例（薬剤部）


### その他 納入製品①



T型エアーシャワー

#### <特長>

- ・ 3室間で入退室が可能



3段式パスボックス

#### <特長>

- ・ 搬入専用、搬出専用など  
使い勝手が良い
- ・ クリーンアップ機能（HEPA）付き

## 病院分野の納入事例（薬剤部）

### その他 納入製品②



ドラフトチャンバー

#### 〈特長〉

- ・ 酸、アルカリ使用に適した塩ビ製
- ・ 給排水付き



バイオクリーンベンチ

#### 〈特長〉

- 循環気流型（弱陰圧）
- ハンガーパイプ付き
- 5台納入

病院分野の納入事例

AIRTECH One stop Solution

【クリーンルーム機器～消耗品全てをOne stop対応】

機器選定

計画・設計

保守・点検

一貫した対応（One stop）で  
お客様の負担を軽減します。



# AIRTECH

Clean Air Innovation

作成日 2022/5/27